

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/mieszadlo-laboratoryjne-mechaniczne-150-l-1500-obrmin-p-87224.html>



Mieszadło laboratoryjne mechaniczne 150 l 1500 obr./min

Cena	4 357,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10031049
Kod producenta	10031049
Kod EAN	4062859140500
Sku	1019588

Opis produktu

Kod producenta: **10031049**

Mieszadło laboratoryjne marki Steinberg Systems sprawdzi się do mieszania różnych substancji, nawet bardzo lepkich jak miód, krem, olej lub farba. Przeznaczone zostało do użytku profesjonalnego w branży farmaceutycznej, laboratoriach, placówkach edukacyjnych i badawczych. Bezszczotkowy silnik z uzwojeniem miedzianym generuje prędkość **do 1500 obr./min** przy mocy urządzenia **18,8 W**. Duża prędkość pozwala równomiernie wymieszać płyny o dużej lepkości **do 150 l**. Konstrukcję mieszadła wykonano z lekkiego aluminium w połączeniu z PVC. Stabilna podstawa zapewnia dużo miejsca do ustawienia kolb i szklanych naczyń. Mieszadło mocowane jest do stojaka o wysokości **70 cm**. Pręt mieszający ma długość **35 cm**. Wykonany został ze stali nierdzewnej.

Cechy produktu:

- Prędkość mieszania do 1500 obr./min,
- Mieszanie do 150 l płynów,
- Mieszadło z uchwytem o wysokości 70 cm,
- Do różnych lepkich płynów takich jak miód, kremy, oleje czy farby,
- Obudowa wykonana z aluminium i PVC, a mieszadło ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10031049**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-MR-150**
- Uchwyt [cm] - **70**
- Materiał obudowy - **Obudowa: aluminium, PVC / uzwojenie silnika: miedź**
- Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min] - **1500**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **18.8**
- Materiał pręta mieszającego - **Stal nierdzewna (304)**
- Objętość mieszanej substancji [l] - **150**
- Wymiary (DxSxW) - **30 x 20 x 70 cm**
- Waga - **10 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 36.5 x 18 cm**
- Waga wysyłki - **11.3 kg**

W zestawie:

- Mieszadło laboratoryjne,
- Statyw (700 mm)
- Mieszadło (350 mm)
- Baza
- Zapięcia

- - Klucz montażowy
- - Instrukcja obsługi